

# Life Care 5000

## Versatilidad... Doble Canal

- Bomba de infusión volumétrica de doble canal, programable por medio de sensores digitales.
- Configuración de modalidad: MACRO 1-999 ml/h (intervalos 1 ml/h) O MICRO 0,1-99,9 ml/h (intervalos 0,1 ml/h)
- Selección de límite de presión variable 5-413 mmHg.
- Monitorización y lectura constante de la presión de perfusión.
- Selección de mono o doble canal para la administración de líquido de forma alternativa o simultánea, con flujos y dosis límite diferentes.
- Modificación de flujos sin interrumpir el funcionamiento de la bomba
- Programable para la administración de multidosis por el canal secundario. (hasta 24 dosis, con intervalos de 15 minutos a 24h.)



## Características Técnicas

	Life Care 5000	Life Care Serie XL	Life Care Serie XL3
<b>Tamaño</b>	18x23x23 cm.	21x19x22 cm	35x31x19 cm.
<b>Peso Aproximado</b>	6,0 kg.	3,5 kg.	9 kg.
<b>Alimentación</b>	220-240V, 50-60Hz, 35VA	230V, 47-63Hz, 35VA	230V, 47-63Hz, 60VA
<b>Fusibles</b>	Dos; C/u T200mA, 250V, 5x20mm.	Dos; C/u T500mA, 250V, 5x20mm.	T1A, 250V, 5x20mm.
<b>Batería</b>	Baterías de plomo de 8V, selladas y recargables		
<b>Ambiente de Operación</b>	Temperatura 10° - 40° C, Humedad 10% al 90%		
<b>Dosis Límite</b>	Micro 99,9ml. Macro 999ml.		
<b>Límite de presión de la alarma de oclusión</b>	Variable de 0,7 a 69KPa	69KPa	69KPa
<b>Presión de oclusión máxima</b>	128KPa	99KPa	99KPa
<b>Precisión de la velocidad de administración en uso clínico normal</b>	-5% - 5%	-5% - 5%	-5% - 5%
<b>Seguridad eléctrica</b>	Cumple normas IEC 601-1		
<b>Clase 1</b>	Alimentación eléctrica con conexión a tierra		
<b>IPX1</b>	Equipo protegido contra derrame de líquidos		



MATERIAL MEDICO Y QUIRURGICO  
**EXCLUSIVAS MÉDICAS**  
 informacion@exclusivasmedicas.com  
 Tlf.: 00/34/ 986 508 028 Fax: 00/34/ 986 508 027