


PM-50

Pulsioxímetro

MINDRAY



- ❑ **Compacto y ligero**
- ❑ **Grabación de datos, apagado y standby automático**
- ❑ **Almacena hasta 100 IDs de pacientes y 200 grabaciones**
- ❑ **Transferencia de datos a PC o impresora**
- ❑ **Funciona con pilas AA alcalinas o baterías recargables**
- ❑ **Funcionamiento para pacientes adultos pediátricos**



Pulsioxímetro

Especificaciones Técnicas

Descripción

El pulsioxímetro PM-50 ha sido ideado para la medición no invasiva puntual de la saturación de oxígeno funcional de la hemoglobina arterial.

Rango de Pacientes

Adulto, Pediátrico y Neonatal.

SpO₂

Rango 0-100%
 Resolución 1%
 Precisión (70-100%)±2% Adulto
 ±3% Neonatal
 sin especificar (0%-69%)
 Método Onda de led dual

Ritmo Cardíaco (Pulso)

Rango 25-254ppm
 Resolución 1ppm
 Precisión ±2ppm

Pantalla

Tipo LCD Retroiluminado
 Parámetro SpO₂;PPM;Intensidad de pulso
 Estados En espera; Comunicación; Descarga
 Información ID Paciente; Indicador de datos almacenados; Bateria baja; Error

Dimensiones y Peso

Peso 130g sin baterías
 Tamaño 140 x 65 x 31mm

Batería

Tipo 4 pilas alcalinas AA o 4 pilas recargable AA
 Duración Aproximadamente 15 horas de funcionamiento continuo

Ambiental

Temp. de funcionamiento 0 a 50°C
 Temp. de almacenaje -20 a 60°C
 Humedad de funcionamiento 15%HR - 95%HR
 Humedad de almacenamiento 10%HR - 95%HR

Clasificación

Tipo de protección Equipo alimentado internamente
 Grado de protección BF
 Seguridad IEC 60601-1, EN 965, ISO 14971

Memoria

ID de paciente Hasta 100
 Datos grabados Hasta 200

Conexiones

Puerto COM RS-232
 Software Auxiliar Administración e impresión de datos a través de PC



Sensores



Adulto



Multi-funcional



Neonatal



MATERIAL MEDICO Y QUIRURGICO
EXCLUSIVAS MÉDICAS

informacion@exclusivasmedicas.com
 Tlf.: 00/34/ 986 508 028 Fax: 00/34/ 986 508 027