

Askir 230/12V BR



El ASKIR 230/12V es un aspirador que trabaja a 230V AC o 12V DC. Fácil de transportar de una sala a otra del hospital, es especialmente conveniente para pacientes con traqueotomía, aplicaciones quirúrgicas menores, y terapias post-operativo en casa, para ser utilizado como un aspirador nasal, oral y traqueal de fluidos corporales en adultos o niños. Diseñado para un uso continuo y un fácil transporte.

Una serie de LEDs en el panel de control frontal señalan cuando la máquina está funcionando, y el estado de la batería (Cargada/descargada). Equipado con un regulador de aspiración, localizado en el panel de control frontal.



Características Técnicas

Alimentación	230V-50Hz / 12V DC
Duración de la batería	45-50 min
Tiempo de recarga de la batería	120-150 min
Aspiración máxima ajustable	-0.75Bar / -75kPa / -563 mmHg
Máximo caudal de aire liberado	16l/min
Potencia absorbida	50 VA
Fusible	1 x 630 mA 250V
Funcionamiento	Uso continuo
Peso	4.90 Kg
Tamaño	350 x 210 x 180 mm
Años de garantía	2
Fabricación	Italia



MATERIAL MEDICO Y QUIRURGICO
EXCLUSIVAS MÉDICAS
informacion@exclusivamedicas.com
Tlf.: 00/34/ 986 508 028 Fax: 00/34/ 986 508 027