

Férulas de Kramer y digitales



Férulas digitales

El kit contiene una variedad de férulas mas usuales, normalmente. Estan fabricadas en aluminio flexible que son radiotransparentes y aseguran una facil aplicación, por su facil adaptación a moldearlas en cada paciente.



Férulas de Kramer

Son fáciles de utilizar y moldear a la zona dañada de inmovilización. Se puede utilizar mas de una para obtener una rigidez mayor, nos permiten una curva de 90°, gracias a su facil plegado. Existen 2 versiones; de 8 x 100 cm. y de 12 x 100 cm.



MATERIAL MEDICO Y QUIRURGICO
EXCLUSIVAS MÉDICAS
informacion@exclusivasmedicas.com
Tlf.: 00/34/ 986 508 028 Fax: 00/34/ 986 508 027