

# Linterna recargable



Características Técnicas	POLI-LUX	SUPER-LITE	BABY-LUX
Longitud	333 mm	333 mm	273 mm
Diámetro cuerpo	40 mm	40 mm	40 mm
Diámetro cabezal	60 mm	60 mm	60 mm
Peso	830 g	830 g	660 g
Autonomía	90 min	3 horas	3 horas
Batería níquel cadmio	5 elementos 5 V 2,5 Amp	3 elementos 3.6 V 4 Amp	2 elementos 2.4 V 4 Amp
Lámpara halógena	5 V 10 W	3.6 V 4 W	2.4 V 3 W
Unidad de carga	Tipo pinza entrada 12 V cc	Tipo pinza entrada 12 V cc	Tipo pinza entrada 12 V cc



 MATERIAL MEDICO Y QUIRURGICO  
**EXCLUSIVAS MÉDICAS**  
informacion@exclusivamedicas.com  
Tlf.: 00/34/ 986 508 028 Fax: 00/34/ 986 508 027