

Botellas de Oxígeno




¡Todas las botellas a partir de 5 lt. vienen con tulipa de protección!

El conjunto **MF** destaca por su **simplicidad y reducido tamaño**. Lo esencial de una válvula de regulación, lo tiene a mano:

- Llave de apertura/cierre
- Caudalímetro 0-15 litros / min
- Conexión toma-rápida
- Pivote para tubo mascarilla girable
- Toma-recarga con presión residual
- Gancho sujeta-camillas (opcional)

Todo ello, dentro de una carcasa protectora que al mismo tiempo hace de asa. Modelo patentado para la Unión Europea.



Vista Superior



Conexión Rápida

SERIE OXIPOINT - MF

| OXÍGENO portátil en botellas |



REFERENCIA	MF 400	MF 600	MF 1000	MF 1500	MF 2000
CAPACIDAD AGUA, Lts.	2	3	5	7,5	10
CAPACIDAD OXIGENO, Lts.	400	600	1000	1500	2000
DIAMETRO EXT. mm.	115	115	140	140	140
ALTURA con accesorios mm.	400	510	570	760	940
PESO VACIA con accesorios kg. .	4,9	5,6	8,8	10,9	12,0
AUTONOMIA 1L/minuto	7 horas	10 horas	17 horas	25 horas	33 horas



MATERIAL MEDICO Y QUIRURGICO

EXCLUSIVAS MÉDICAS

informacion@exclusivasmedicas.com
Tlf.: 00/34/ 986 508 028 Fax: 00/34/ 986 508 027

