

## Maniquí para salvamento en el agua y resucitación cardipulmonar, 165 cm



Este maniquí para salvamento permite a guardacostas, instructores de salvamento y personal de emergencias practicar salvamento y rescate, así como resucitación cardipulmonar.

El maniquí tiene articulaciones móviles y está fabricado con plástico resistente y acero inoxidable. Lleno de agua, el maniquí se sumerge hasta el cuello y al añadir 3 o 5 kg (peso aproximado de un ladrillo) se hunde completamente.

	MATERIAL MEDICO Y QUIRURGICO
	<b>EXCLUSIVAS MÉDICAS</b> informacion@exclusivasmedicas.com Tif.: 00/34/ 986 508 028 Fax: 00/34/ 986 508 027