

Dinamómetro



¡La salud, firmemente en sus manos! En enfermedades reumáticas, o tras lesiones deportivas, dynatest® permite determinar exactamente la fuerza muscular de las manos y entrenarla de forma eficaz. Este

práctico dinamómetro es muy resistente y resulta adecuado para su uso en consultorios y clínicas. Los ejercicios con las pelotas blandas amarillas suponen un apoyo ideal a la quinesioterapia.

- Carcasa atractiva de plástico resistente.
- Escala fácilmente legible de 0 a 1,0 bar.
- Pelota negra sin látex para medición de la fuerza.
- Válvula de purga de aire de precisión, cromada, resistente al envejecimiento.
- Mecanismo de medición de alta calidad y larga vida útil.
- Cinco pelotas blandas amarillas para terapia.
- Instrucciones de uso con ejercicios eficaces de quinesioterapia.
- Práctico cuadernillo con tablas para documentar los resultados de las mediciones.



MATERIAL MEDICO Y QUIRURGICO
EXCLUSIVAS MÉDICAS
informacion@exclusivasmedicas.com
Tif.: 00/34/ 986 508 028 Fax: 00/34/ 986 508 027