

# Dopplers Obstétricos

## Dopplers Obstétricos

Basados en más de 40 años de experiencia en este campo, la última generación de renombre mundial de los detectores del corazón fetal de mano, ofrece incluso un mayor rendimiento, calidad y mejor relación calidad/precio.



On/Off



Pantalla LCD



Sonda Intercambiable

## **D920**

### **Doppler de audio**

Este Doppler de Audio ha sido diseñado pensando en la facilidad de uso. Su transductor de alta sensibilidad junto con los claros sonidos claros del corazón fetal, permiten al especialista localizar rápidamente el corazón fetal.

- Ultrasonido de alta sensibilidad para mejor facilidad de uso
- Transductor de 2MH resistente al agua adecuado para partos bajo el agua
- Indicador de batería baja
- Transductor de limpieza fácil, para mejor control de las infecciones
- Pinza para cinturón o cinta para el cuello (opcional) para ayudar en la manipulación

## **FDI**

### **Doppler frecuencia cardiaca y resistente al agua.**

El FDI es un Doppler obstétrico muy versátil, con la ventaja añadida de mostrar la frecuencia cardiaca fetal. El transductor de alto rendimiento permite la detección fiable desde el principio de la gestación hasta el momento del parto, incluso en pacientes obesas.

- Procesamiento avanzado de la frecuencia cardiaca fetal con auto correlación en tiempo real
- Reducción activa del ruido para obtener unos claros sonidos cardíacos
- Transductor de 2MHz resistente al agua adecuado para partos bajo el agua
- Gestión avanzada de la energía con auto apagado para conservar la vida de las pilas
- Cable enrollado robusto que permite la posición óptima del transductor en todas las circunstancias

## **FDII**

### **Frecuencia cardiaca con sonda intercambiable.**

Este Doppler de mano de frecuencia cardiaca y sondas intercambiables de alta sensibilidad, es el más alto de la gama. 2MHz para uso obstétrico general, 3MHz ideales para detectar el corazón fetal al inicio de la gestación, y otras cinco sondas para aplicaciones vasculares. Una salida integrada de los datos permite obtener la impresión en papel del registro de la FCF cuando se conecta a la Dopplex Printa.

- Conector de sonda para opciones de sonda intercambiables
- Modos exclusivos de procesamiento de la frecuencia cardiaca fetal para un rendimiento óptimo en la variedad más amplia de condiciones de señal
- Salida de datos de frecuencia cardiaca fetal en tiempo real
- Marcador de eventos para registrar movimientos fetales cuando se conecta con la Dopplex Printa.
- Opciones de sonda vascular es de 4, 5, 8, EZ8 y 10MHz

*\* Sonda vendida por separado*

**Dopplers Sonicaid.**



**Almacenamiento del cable**

**sonicaidOne**

**Doppler de frecuencia cardiaca**

Este Doppler fetal compacto ha sido diseñado para que quepa fácilmente en el bolsillo del especialista. Su alta sensibilidad y su amplia cobertura por el haz permiten la localización rápida del corazón fetal desde el comienzo de la gestación hasta la gestación a término. Su rendimiento y su fiabilidad aportan tranquilidad tanto al especialista como a la paciente.

- Innovador y con estilo
- Sonda y almacenamiento del cable integrados
- Bajos costes de funcionamiento
- Ergonomía de bolsillo
- Gran pantalla de frecuencia cardiaca fetal



**Corriente recargable**

**sonicaidMD200**

**\*Doppler de mesa con sonda intercambiable**

El MD200 es una solución innovadora para los especialistas que precisan una unidad Doppler de mesa robusta, versátil y recargable. Usando hasta ocho sondas intercambiables, permite la medición exacta de la frecuencia cardiaca fetal o el flujo sanguíneo vascular.

- Funcionamiento con la corriente/pila recargable
- Montaje en la superficie o en soporte rodante (opcional)
- Audio superior con dos altavoces
- Presentación para frecuencia cardiaca fetal
- Compartimiento de la sonda y almacenamiento del cable
- Menos probable que se pierda o se coloque en mal sitio que un dispositivo de mano

*\* Sonda vendida por separado*

**Gráfico de selección de la gama de productos Dopplers obstétricos**

Modelo	Audio Doppler	Fetal Doppler I	Fetal Doppler II	Sonicaid One	Sonicaid MD200
Código de Pedido del Producto	D920	FD1	FD2	046C002	MD200-OBS



Unidad Manual	●	●	●	●	
Unidad de Mesa					●
Pantalla de frecuencia cardiaca fetal		●	●	●	●
Sonda de 2 MHz a prueba de agua	●	●		●	
Opciones de sonda OB de 2 y 3 Mh			○		○
Opciones de sonda vascular			○		○
Tipo de pila	9 voltios 6F22	9 voltios 6F22	9 voltios 6F22	1.5 voltios 2xAA	
Vida de la pila (exploraciones de 1 min.)	500	250	250	1000	250
auto apagado cuando está en uso (mins)	5	10	10	5	10
auto apagado cuando no hay señales (mins)	1	3	3	2	3
Funcionamiento con corriente					●
Funcionamiento con pilas recargables	○		○		●
Indicador de pila baja	●	●	●	●	●
Altavoz incorporado	●	●	●	●	●
Salida de auriculares	●	●	●	●	●
Opción de Dopplex Printa II			○		○
Opción de soporte en poste	○		○		○
Protección y almacenamiento de sonda incorporado	●		●		●
Sonda y cable integrados Almacenamiento		●			●
Pinza de cinturón	●	●	●		
Opción de cinta para el cuello	○		○		
Dimensiones Alt. x Anch x Prof.	140x74x27mm	140x74x27mm	140x74x27mm	128x68x38mm (sonda 71x32mm)	68x232x246mm
Peso (incluyendo sonda y pilas)	295g	295g	295g	230g	1422g
Longitud del cable de la sonda (completamente extendido)	3.5m (aprox.)	3.5m (aprox.)	3.5m (aprox.)	1.8m (aprox.)	3.5m (aprox.)
Garantía	3 años*	3 años*	3 años*	1 años*	3 años*

● Estándar ○ Opcional

\*garantía de 3 años sobre la unidad principal, 1 año para el cable y la punta cabeza de la sonda – se dispone de los términos y condiciones completos de la garantía para quien los pida  
Cumplimiento de normas – BS5724 : Parte 1: 1989, IEC 601 1 : 1988, EN60601 1 : 1990

## Accesorios:

### Dopplex Printa II



- Impresora térmica
- Se conecta a FD II o MD200
- Aporta un registro continuo de la frecuencia cardíaca fetal
- Anota el movimiento fetal usando el botón 'Modo' en la unidad Doppler
- Se imprime el encabezamiento del trazado para introducir los detalles del paciente.
- Funcionamiento con la corriente / pila.

### Soporte de Pie



- Opciones tanto para los Dopplers de mano como de mesa
- Proporciona un montaje cómodo y seguro en una base móvil de 5 ruedas
- Incluye cesta de alambre para conservar gel, sondas, etc.
- Opción de montar el Dopplex Printa II en el soporte debajo del Doppler
- Menos posibilidades de que se coloque en mal sitio o se pierda.



MATERIAL MEDICO Y QUIRURGICO  
**EXCLUSIVAS MÉDICAS**  
informacion@exclusivasmedicas.com  
Tlf.: 00/34/ 986 508 028 Fax: 00/34/ 986 508 027